

ウチ卫 だより

いつもウチ卫の商品をご利用いただき誠にありがとうございます。
 やわらかな陽ざしが快い季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
 さて今回は、『ポータブル排尿検知器 パルス』の使用方法についてご案内いたします！

カンタンにおむつの確認！

パルスの使用方法&注意ポイント

パルス ¥7,800(税抜)
 品番:7083 サイズ:50×90×20mm 重量:49g



Point 1
 おむつの中に尿とりパッドを付けてください。

おむつだけの場合は、血液や汗に反応して誤検知する場合があります。

Point 2
 センサー面全体を服の上からおむつに当て、ボタンを押します。

指などでセンサー面を覆わないでください。

サラサラです
 濡れています

Point 3
 おむつが濡れる箇所で検知します。

男性は前側、女性は後ろ側もしくは股の間に当ててください。

前側 後ろ側

※実際は服の上から当てます。

Point 4
 おむつの検知箇所についての注意点

おむつの下半分（赤色部分）に当てて検知してください。上半分や側面、ギャザー部分等は反応しません。

ギャザー

お腹まわりに当てても反応しません。

バリアフリー2018
 パルス 出品します！

2018年4月19日(木)～21日(土) 10:00～17:00
 インテックス大阪 4号館 4-224(むつき庵様 おむつコーナー内)
 皆様のお越しを心よりお待ちしております。



uchie®
 思いやりをかたちに

本社/大阪営業所 兵庫県尼崎市西長洲町 2-8-29 TEL 06-6482-0230 FAX 06-6401-6372