

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

シャワースカールD セーフティロック

持ち運び、収納に便利な
折りたたみシャワーキャリー

座面高さ調節 フットレスト高さ調節 短奥行仕様

肘掛けはね上げ 座シート取り外し 段差超え

ノーバンクタイヤ 4輪自在 フットプレートはね上げ

フットレスト脱着 ストッパー セーフティ/セーフティロック

※各機能説明はP3~4参照

ストッパー

●足元ストッパー(後輪)

その他

●折りたたみ

●フットレスト後方移動

■メッシュシート 品番:SW6300SAL

¥108,000 (税抜)



折りたたむと自立し、大変コンパクト
になり場所をとりません。
自動車のトランクに積むことができます。

■O型シート
品番:SW6301SAL

¥108,000 (税抜)



■穴無しシート
品番:SW6302SAL

¥110,000 (税抜)



■U型シート
品番:SW6303SAL

¥108,000 (税抜)



前倒れ防止に使えるセーフティロック



肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。




肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。

乗り降り楽なフットレスト



フットレストが後方に下がるので乗り降りが楽です。

規格図



サイズ

① 幅	51.5cm
② 奥行	86cm
③ 高さ	88cm
④ 座幅(肘~肘)	39cm
⑤ 座奥行	40cm
⑥ 前座高	メッシュ 44cm O型 48cm 穴無し 47cm U型 46.5cm
⑦ 後座高	メッシュ 42.5cm 他シート 46cm
⑧ 前座から足台	38cm
⑨ 肘から前座	メッシュ 28cm 他シート 25cm
⑩ 折りたたみ時幅	51.5cm
⑪ 折りたたみ時奥行	39cm
⑫ 折りたたみ時高さ	84cm
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	12.5インチ

仕様

品名	シャワースカールD セーフティロック	
品番	SW6300SAL(メッシュ)	SW6302SAL(穴無し)
	SW6301SAL(O型)	SW6303SAL(U型)
材質	本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス 座シート/ナイロンメッシュ(メッシュ)、EVA(O型・穴無し・U型) 背シート/ナイロンメッシュ	
重量	約 11.5kg(メッシュ)、約 12kg(O型・穴無し・U型)	
耐荷重	100kg	
介護保険	購入対象品	
JANCODE	4519283004651(メッシュ) 4519283004668(O型)	4519283004675(穴無し) 4519283004682(U型)
TAISコード	00129-000244(メッシュ) 00129-000245(O型)	00129-000246(穴無し) 00129-000247(U型)

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。

入浴介護用品

排泄介護用品

レンタル・その他