

足こぎして自分でロックがかけられる
折りたたみシャワーキャリー

ハイベルSW

NEW

- | | | |
|-------------------|----------|-----------|
| 特定福祉用具・特定介護予防福祉用具 | 介護保険(購入) | 特許取得済 |
| 肘掛け | はね上げ | ストッパー |
| その他 | 座面シート脱着 | ティッピングレバー |
| | | ノーパンクタイヤ |



品番: HB301

¥116,600 (税抜¥106,000)


簡単に折りたたんでコンパクト



どこでも
連れて行
けます!

座面真ん中を持ち上げた後、座面端を持って挟むように押してください。
簡単に折りたたむことができます。

乗り降りがしやすい




脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。

フットレスト取り外し



フットレストを持ち上げるだけで、かたんに取り外すことが可能です。
利用者を抱きかかえながらも、片手でかたんに取り外せます。

手元でロックがかけられます



ロックレバーを後方に引くだけでロックが掛かります。前方に押しとロック解除されます。

ロックした後、レバーの向きが変更されるので、横移乗に邪魔になりません。

仕様

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 品名 | ハイベルSW | | |
| 品番 | HB301 | | |
| 材質 | 本体/アルミ*、ステンレス*、合成樹脂成形品 グリップ/PVC 座シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ タイヤ/PU(発泡) *粉体塗装仕上げ | | |
| 重量 | 約12kg | | |
| 耐荷重 | 約100kg | | |
| 介護保険 | 購入対象品 | | |
| JANCODE | 4519283006198 | | |
| TAISコード | 00129-000363 | | |

※介護保険対象品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。
※商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サイズ

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----|------|
| 幅 | 52.5 (28) cm | | |
| 奥行 | 84.5 (86) cm | | |
| 高さ | 84 (84) cm | | |
| 前座高 | 44.5cm | 後座高 | 44cm |
| 座幅(肘～肘) | 41cm | 座奥行 | 39cm |
| 肘から前座 | 25cm | | |
| 前座から足台 | 40.5cm | | |
| 奥行(フットレスト無し) | 57cm | | |
| 車輪 | 前輪キャスター 5インチ 後輪タイヤ 10インチ | | |

※()は折りたたみ時のサイズ

uchie®  ウチエ株式会社 <http://uchie.co.jp>

取扱店

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL.(06)6482-0230 FAX.(06)6401-6372
 福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL.(092)323-4331 FAX.(092)323-4332
 関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL.(047)362-0311 FAX.(047)362-0312
 兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1