



8月発売商品のご案内



はいら〜くチルト 4輪自在

改良点

- 後輪もキャスターにすることでより小回りが利くようになりました。
- チルト操作が手動、ピンロック方式 3段階から、ガスシリンダー無段階に改良しました。



uchie
思いやりをかたちへ



ウチエ株式会社

本社/大阪営業所
関東営業所
福岡営業所

兵庫県尼崎市西長洲町 2-8-29
千葉県松戸市三矢小台 4-12-3
福岡県糸島市波多江駅北 4-6-5

TEL:06-6482-0230
TEL:047-362-0311
TEL:092-323-4331

FAX:06-6401-6372
FAX:047-362-0312
FAX:092-323-4332

ウチエ 便利

2024/8


P-2

いただいたお問い合わせにお答えします。


Q: シャワーキャリーを使って入浴介助をしています。

背メッシュシートが汚れてきたので交換したいのですが？

A: 2024年7月現在、背メッシュシートはマジックテープで留めてい
ますので、簡単に交換することができます。購入された販売店さんに
使っている商品のシリアルナンバーを控えて購入の相談をしてみ
てください。



俯瞰図
後転倒防止ベルト



注) 部品注文をしていただくと、背メッシュのマジックテープが万が一にも外れた時
のための後方への転倒を防ぐための「後転倒防止ベルト」が同梱されています。
輪っか状になっていますのでハンドル上部から通してください。