

2025/4

# ウチエ 便利-① Vol.120

## 新発売

## さわやかチェアめくもい

### 暖房便座タイプ

### ¥107,800(税込み)

握りやすい丸みの形状をした  
ひじ掛け高さ調節3段階

19.5/22/24.5 cm

利用者に合わせて高さに  
便座高 高さ調節4段階

35/38/41/44 cm

ゆっくり閉まる便座



横移乗にべんいな  
ひじ掛けはねあげ



暖房便座  
35°C/37°C/40°C

移動用車輪付き

節電機能付き



uchie  ウチエ株式会社

本社/大阪営業所

兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29

TEL:06-6482-0230

FAX:06-6401-6372

関東営業所

千葉県松戸市三矢小台4-12-3

TEL:047-362-0311

FAX:047-362-0312

福岡営業所

福岡県糸島市波多江駅北4-6-5

TEL:092-323-4331

FAX:092-323-4332

# ウチ卫便い-②

よくあるお問い合わせにお答えします。


Q: くるくるチェアの SAL とはなんですか？

A: SAL はひじ掛けの種類の名称(セーフティロック)です。  
ノーマルタイプのひじ掛けとは別に、要介護者の方が座った時に前方で掴みやすいひじ掛けの形状をしています。

ノーマルタイプ



ノーマルタイプ



写真①



くるくるチェア D/シャワースカール D の SAL は写真①のような形状をしています。



・移動時のひじ掛けのポジションです。

・ひじ掛けは外側に回転ができます。

・背中を洗う時には前屈みの姿勢保持に使用します。

