

ウチ卫だより

VOL.79/2021.07



いつもウチ卫の商品をご利用いただき誠にありがとうございます。
暑さが日ごとに増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて今回は、入浴用車椅子のくるくるチェア、シャワーラクシリーズをご案内いたします！

	第1位		第2位		脚部スイングアウト	
	360°座面回転				4輪キャスタータイプ	
商品名	くるくるチェアⅡ	くるくるチェアD	シャワーラク	シャワーラクV	シャワーラク4輪自在V	シャワーラク4輪自在
価格(税込)	O/U ¥112,200 穴無 ¥114,400	O/U ¥107,800 穴無 ¥110,000	O/U ¥93,500 穴無 ¥95,700	O/U ¥96,800 穴無 ¥99,000	O/U ¥93,500 穴無 ¥95,700	O/U ¥93,500 穴無 ¥95,700
全幅	48.5	47				
全長	94.5(79※1) 85.5(ハンドル切替時)	85(70※1)	87.5(72※1)	94(80.5※1)	85.5(72※1)	90(74.5※1)
全長(フット無)	56.5(ハンドル切替時)	57.5	59	67	60	62.5
前座高段階 (2cm刻5段階)	O 42~50 U 40.5~48.5 穴無 41~49	O 40~48 U 38.5~46.5 穴無 39~47	O 42~50 U 40.5~48.5 穴無 41~49	O 40~48 U 38.5~46.5 穴無 39~47	O 42~50 U 40.5~48.5 穴無 41~49	O 40~48 U 38.5~46.5 穴無 39~47
座幅(肘~肘)	40	39[40※2]				
段差	ティップングレバーあり 10cmまで				ティップングレバーなし 前輪上げ不可 バックで1cm弱なら越えられる事も	
ロック	前輪:車輪の回転を固定 後輪:足元ストッパー			前輪:車輪の回転 と旋回を同時に 固定。 後輪:足元ストッ パー	車輪の回転と 旋回を同時に 固定。(全輪)	前輪:車輪の回転 を固定 後輪:車輪の回転 と旋回を同時に 固定。
特長	ハンドル角度 3段階調整	一番コンパクト	価格を抑えた コンパクトタイプ	前輪はシングル キャスターで 足元すっきり	4輪キャスターなのでその場で 回転や横に押せます。小回り！	

※1
短奥行仕様
フットプレートを前
輪上部に付け替
え、奥行きを短くし
た状態



※2
セーフティタイプ
(+2,200円)
肘掛けが前に回っ
ている状態。
座位保持に。



◇ウチ卫全商品のデモ機がございます。お貸出は1週間~10日程でお願いしております。
衛生面から実使用は出来ませんがご希望がありましたら発送させていただきます！



uchie®
思いやりをかたちに

本社/大阪営業所 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL 06-6482-0230 FAX 06-6401-6372