

ウチ卫だより

VOL.98/2023.3



いつもウチ卫の商品をご利用いただき誠にありがとうございます。
春とはいえ朝夕はまだまだ冷え込みますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
さて今回は、ウチ卫のチルト機能付きシャワーキャリーをご紹介します。

チルト機能

からだのズレを防いで安定した座位を保つには、チルト機能のついた商品が有効になります。

よく似た商品にリクライニング機能があり、

リクライニングとは 背もたれが倒れて腰や背中が伸ばせて座面にかかる圧を分散することができ、ゆっくりくつろぎたい場合や障害等で姿勢変換が必要な場合に有効 ですが、リクライニング時にからだの前ズレすることもあります。

チルトとは 座面と背もたれの角度は一定のまま座面ごと後ろ側に倒れる機能 です。座面にかかる圧力を背中や座部に分散され、からだの前方へのズレを防ぎ、座位を安定させることができます。

当社入浴商品にも2機種ございます。

はいらーくチルト

楽チル



	はいらーくチルト	楽チル
チルト角度	105/112/117° の3段階	91~106° の無段階
座面高さ調整	不可	可能
ヘッドレスト	標準装備	オプション
肘掛け	SAL(セーフティロック)肘	標準肘 もしくは SAL(セーフティロック)肘に注文時に選択
座面(シート)	U型/穴なし 注文時に選択	U型/穴なし/O型 注文時に選択

標準肘掛



SAL(セーフティロック)肘



前方につかまる事ができます。



楽チルヘッドレスト